



DAM - Lirón
**TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO
Y DEL RONQUIDO**

CUIDADO DEL DISPOSITIVO

El tiempo de vida del aparato dependerá del cuidado del mismo, por lo tanto deberá:

- Antes de colocarlo, siempre realizará un cepillado correcto y una limpieza minuciosa de los dientes. El aparato debe humedecerse en agua.
- Cada mañana se limpia el aparato con cepillo dental y pasta dentífrica.
- Al menos una vez en la semana se deja el aparato sumergido en un vaso de agua, con un comprimido limpiador. (Se trata de productos usuales para limpieza de prótesis dentales y aparatos de Ortodoncia, de venta en cualquier farmacia).
- El valor del aparato está incluido dentro del presupuesto, pero si durante el tratamiento el paciente lo rompe o lo pierde, hay necesidad de repetirlo y el reponerlo tiene un costo de laboratorio.
- Siempre que no esté en uso el aparato debe permanecer guardado en su estuche para evitar pérdida o deterioro.
- Debe realizar las revisiones periódicas con el Dr. Mayoral para vigilar el estado del dispositivo y con el Dr. Rocamora para verificar su eficacia clínica

Clínica Velázquez

C/ Velázquez 118, 1º – 28006 – Madrid – 91 56243 04 – www.liron.es